

Catálogo de **Produtos**




Quem somos


Com sede em Rio Claro (SP), a **OBL Dental** é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento e na industrialização de implantes, componentes e instrumentais cirúrgicos.

Toda a linha de produtos OBL é fabricada por equipamentos altamente tecnológicos e de altíssima precisão. Contamos, ainda, com processos muito rigorosos de medição e de controle da qualidade, testados através de diversos ensaios mecânicos e testes biológicos, que comprovam a segurança, a eficácia, a qualidade e também a performance de todos os produtos.

Nosso objetivo é atender à demanda de profissionais exigentes, que desejam proporcionar qualidade de vida aos seus pacientes, de forma segura e duradoura.



SUPERFÍCIE DO IMPLANTE



CONTATO ÓSSEO COM O IMPLANTE

Tecnologia **Bonetite®**


A linha de soluções **Bonetite®** é fruto de mais de 6 anos de pesquisa e desenvolvimento de uma indústria com mais de 25 anos de experiência em implantes e tecnologias de osseointegração.

A macrogeometria dos implantes visa facilidade na instalação por meio de um instrumental simplificado e indicado para todos os tipos de ossos. No sistema Bonetite®, há três plataformas de implantes com três tipos de conexão: **cone morse**, **hexágono interno** e **hexágono externo**. Dessa forma, independentemente da escolha, o desenho externo e a dimensão dos implantes obedecem à mesma sequência, agregando maior versatilidade ao sistema.


Além disso, uma superfície de terceira geração, obtida através de jateamento abrasivo e posterior subtração por duplo ataque ácido, entrega excelentes índices de contato ósseo e, consequentemente, garante uma perfeita osseointegração.

CONE MORSE

- Plataforma *switching*;
- Implante verdadeiramente cônico;
- Indicado para carga imediata, precoce e tardia;
- Fresagem com 500 a 700 RPM para preparar o alvéolo;
- Pode ser instalado com torque de até 70 N.cm;
- Design diferenciado: pode ser colocado no nível ou abaixo da crista óssea;
- Pilares protéticos com (linha zero) e sem apoio na base do implante;
- Indicado para todos os tipos de densidade óssea;
- Acompanha tapa-implante;
- Único implante no mercado com a possibilidade de reversibilidade (linha zero).




PROCEDIMENTO componentes sobre o implante



UTILIZAR UM PARAFUSO DO MESMO TAMANHO DO CILINDRO.

PROCEDIMENTO componentes sobre o pilar universal

ETAPA FACULTATIVA | ² UTILIZAR A CHAVE DO CILINDRO ARTICULADO





IMPLANTE CONE MORSE HIM 11.5°

Comp.	Ø 3,25 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm
8,5 mm	07.50.14.32508	07.50.14.40008	07.50.14.50008
10,0 mm	07.50.14.32510	07.50.14.40010	07.50.14.50010
11,5 mm	07.50.14.32511	07.50.14.40011	07.50.14.50011
13,0 mm	07.50.14.32513	07.50.14.40013	07.50.14.50013
15,0 mm	07.50.14.32515	07.50.14.40015	07.50.14.50015
18,0 mm	07.50.14.32518	07.50.14.40018	07.50.14.50018
20,0 mm	07.50.14.32520	07.50.14.40020	07.50.14.50020
22,0 mm	-	07.50.14.40022	-
24,0 mm	-	07.50.14.40024	-
26,0 mm	-	07.50.14.40026	-



TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA STD CM

Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
07.52.52.01035	07.52.52.01045

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA STD CM

Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
07.52.53.01035	07.52.53.01045

ANÁLOGO STD CM

07.52.66.00000

PARAFUSO DE FIXAÇÃO STD CM

Comp.	-
0 mm	07.52.78.00010
1,0 mm	07.52.78.00010
1,5 mm	07.52.78.00015
2,5 mm	07.52.78.00025
3,5 mm	07.52.78.00035
4,0 mm	07.52.78.00040



CILINDRO PROVISÓRIO UNITÁRIO E MÚLTIPLO STD CM

Comp.	Anti-Rotacional Ø 3,5 mm	Anti-Rotacional Ø 4,5 mm	Rotacional Ø 3,5 mm	Rotacional Ø 4,5 mm
0 mm	07.52.64.35000	07.52.64.45000	07.52.64.35100	07.52.64.45100
1,0 mm	07.52.64.35010	07.52.64.45010	07.52.64.35110	07.52.64.45110
1,5 mm	07.52.64.35015	07.52.64.45015	07.52.64.35115	07.52.64.45115
2,5 mm	07.52.64.35025	07.52.64.45025	07.52.64.35125	07.52.64.45125
3,5 mm	07.52.64.35035	07.52.64.45035	07.52.64.35135	07.52.64.45135
4,0 mm	07.52.64.35040	07.52.64.45040	07.52.64.35140	07.52.64.45140

Parafuso incluso

CILINDRO DEFINITIVO CR-CO UNITÁRIO E MÚLTIPLO STD CM

Comp.	Anti-Rotacional Ø 3,5 mm	Anti-Rotacional Ø 4,5 mm	Rotacional Ø 3,5 mm	Rotacional Ø 4,5 mm
0 mm	07.52.79.35000	07.52.79.45000	07.52.79.35100	07.52.79.45100
1,0 mm	07.52.79.35010	07.52.79.45010	07.52.79.35110	07.52.79.45110
1,5 mm	07.52.79.35015	07.52.79.45015	07.52.79.35115	07.52.79.45115
2,5 mm	07.52.79.35025	07.52.79.45025	07.52.79.35125	07.52.79.45125
3,5 mm	07.52.79.35035	07.52.79.45035	07.52.79.35135	07.52.79.45135
4,0 mm	07.52.79.35040	07.52.79.45040	07.52.79.35140	07.52.79.45140

Parafuso não incluso



PILAR DE CICATRIZAÇÃO STD CM

Comp.	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
0 mm	07.52.50.35000	07.52.50.45000
1,0 mm	07.52.50.35010	07.52.50.45010
1,5 mm	07.52.50.35015	07.52.50.45015
2,5 mm	07.52.50.35025	07.52.50.45025
3,5 mm	07.52.50.35035	07.52.50.45035
4,0 mm	07.52.50.35040	07.52.50.45040
5,0 mm	07.52.50.35050	07.52.50.45050



PILAR UNIVERSAL UNITÁRIO E MÚLTIPLO STD CM

Comp.	Reito Unitário Ø 4,5 mm	Reito Múltiplo Ø 4,5 mm
1,0 mm	07.52.54.45010	07.52.55.45010
1,5 mm	07.52.54.45015	07.52.55.45015
2,5 mm	07.52.54.45025	07.52.55.45025
3,5 mm	07.52.54.45035	07.52.55.45035
4,0 mm	07.52.54.45040	07.52.55.45040




PILAR UNIVERSAL MÚLTIPLO ANGULADO STD CM

Comp.	Angulado 17° Ø 4,5 mm	Angulado 30° Ø 4,5 mm
1,5 mm	07.52.56.17451	07.52.56.30451
2,5 mm	07.52.56.17452	07.52.56.30452
3,5 mm	07.52.56.17453	07.52.56.30453
4,0 mm	07.52.56.17454	07.52.56.30454




HEX.INTERNO

- Implante verdadeiramente cônico;
- Indicado para carga imediata, precoce e tardia;
- Superfície com duplo ataque ácido;
- Fresagem com 500 a 700 RPM para preparar o alvéolo;
- Pode ser instalado com torque de até 70 N.cm;
- Indicado para todos os tipos de densidade óssea;
- Design diferenciado: pode ser colocado no nível ou abaixo da crista óssea;
- Encaixe interno com dupla indexação (hexágono e duodecágono).




PROCEDIMENTO

componentes sobre o implante



PROCEDIMENTO

componentes sobre o pilar universal



UTILIZAR A CHAVE DO CILINDRO ARTICULADO

IMPLANTE HEXÁGONO INTERNO

Comp.	Ø 3,25 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 6,0 mm
8,5 mm	07.50.16.32508	07.50.16.40008	07.50.16.50008	07.50.16.60008
10,0 mm	07.50.16.32510	07.50.16.40010	07.50.16.50010	07.50.16.60010
11,5 mm	07.50.16.32511	07.50.16.40011	07.50.16.50011	07.50.16.60011
13,0 mm	07.50.16.32513	07.50.16.40013	07.50.16.50013	07.50.16.60013
15,0 mm	07.50.16.32515	07.50.16.40015	07.50.16.50015	07.50.16.60015
18,0 mm	07.50.16.32518	07.50.16.40018	07.50.16.50018	-
20,0 mm	07.50.16.32520	07.50.16.40020	07.50.16.50020	-
22,0 mm	-	07.50.16.40022	07.50.16.50022	-
24,0 mm	-	07.50.16.40024	07.50.16.50024	-
26,0 mm	-	07.50.16.40026	07.50.16.50026	-

IMPLANTE SAFE NECK HI

Comp.	Ø 3,25 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm
8,5 mm	07.50.12.32508	07.50.12.40008	07.50.12.50008
10,0 mm	07.50.12.32510	07.50.12.40010	07.50.12.50010
11,5 mm	07.50.12.32511	07.50.12.40011	07.50.12.50011
13,0 mm	07.50.12.32513	07.50.12.40013	07.50.12.50013
15,0 mm	07.50.12.32515	07.50.12.40015	07.50.12.50015
18,0 mm	07.50.12.32518	07.50.12.40018	07.50.12.50018
20,0 mm	07.50.12.32520	07.50.12.40020	07.50.12.50020
22,0 mm	-	07.50.12.40022	07.50.12.50022
24,0 mm	-	07.50.12.40024	07.50.12.50024
26,0 mm	-	07.50.12.40026	07.50.12.50026

IMPLANTE SHORT HEXÁGONO INTERNO HI

Comp.	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm
6,0 mm	07.50.84.40006	07.50.84.50006

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA HI

Ø 3,4 mm	Ø 4,1 mm	Ø 5,0 mm
07.50.24.00034	07.50.24.00041	07.50.24.00050

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA HI

Ø 3,4 mm	Ø 4,1 mm	Ø 5,0 mm
07.50.26.00034	07.50.26.00041	07.50.26.00050

ANÁLOGO HI

Ø 3,4 mm	Ø 4,1 mm	Ø 5,0 mm
07.50.31.01034	07.50.31.01041	07.50.31.01050

PARAFUSO DE FIXAÇÃO HI

07.50.19.00007

07.50.19.00008

Utilizar o 07.50.19.00008 para casos múltiplos de diâmetro 4 e 5 mm, para os demais considerar o 07.50.19.00007

CILINDRO PROVISÓRIO UNITÁRIO E MÚLTIPLO HI

Anti-Rotacional Ø 3,4 mm	Anti-Rotacional Ø 4,1 mm	Anti-Rotacional Ø 5,0 mm	Rotacional Ø 3,4 mm	Rotacional Ø 4,1 mm	Rotacional Ø 5,0 mm
07.50.34.00034	07.50.34.00041	07.50.34.00050	07.50.34.01034	07.50.34.01041	07.50.34.01050

Parafuso incluso

CILINDRO DEFINITIVO CR-CO UNITÁRIO E MÚLTIPLO HI

Anti-Rotacional Ø 3,4 mm	Anti-Rotacional Ø 4,1 mm	Anti-Rotacional Ø 5,0 mm	Rotacional Ø 3,4 mm	Rotacional Ø 4,1 mm	Rotacional Ø 5,0 mm
07.50.42.00034	07.50.42.00041	07.50.42.00050	07.50.42.01034	07.50.42.01041	07.50.42.01050

Parafuso não incluso



PILAR DE CICATRIZAÇÃO HI				
Comp.	Ø 3,4 e 3,8 mm	Ø 4,1 mm Paralelo	Ø 4,1 e 5,0 mm	Ø 5,0 e Ø 5,2 mm
2,0 mm	07.50.06.34382	07.50.06.41422	07.50.06.41502	07.50.06.50502
3,0 mm	07.50.06.34383	07.50.06.41423	07.50.06.41503	07.50.06.50503
4,0 mm	07.50.06.34384	07.50.06.41424	07.50.06.41504	07.50.06.50504
5,0 mm	07.50.06.34385	07.50.06.41425	07.50.06.41505	07.50.06.50505


PILAR UNIVERSAL UNITÁRIO E MÚLTIPLO HI						
Comp.	Anti-Rotacional Ø 3,4 mm	Anti-Rotacional Ø 4,1 mm	Anti-Rotacional Ø 5,0 mm	Rotacional Ø 3,4 mm	Rotacional Ø 4,1 mm	Rotacional Ø 5,0 mm
1,0 mm	07.50.02.00341	07.50.02.00411	07.50.02.00501	07.50.04.00341	07.50.04.00411	07.50.04.00501
2,0 mm	07.50.02.00342	07.50.02.00412	07.50.02.00502	07.50.04.00342	07.50.04.00412	07.50.04.00502
3,0 mm	07.50.02.00343	07.50.02.00413	07.50.02.00503	07.50.04.00343	07.50.04.00413	07.50.04.00503
4,0 mm	07.50.02.00344	07.50.02.00414	07.50.02.00504	07.50.04.00344	07.50.04.00414	07.50.04.00504

PILARE UNIVERSAL MÚLTIPLO ANGULADO HI						
Comp.	17° Ø 3,4 mm	17° Ø 4,1 mm	17° Ø 5,0 mm	30° Ø 3,4 mm	30° Ø 4,1 mm	30° Ø 5,0 mm
2,0 mm	07.50.10.17342	07.50.10.17412	07.50.10.17502	07.50.10.30342	07.50.10.30412	07.50.10.30502
3,0 mm	07.50.10.17343	07.50.10.17413	07.50.10.17503	07.50.10.30343	07.50.10.30413	07.50.10.30503
4,0 mm	07.50.10.17344	07.50.10.17414	07.50.10.17504	07.50.10.30344	07.50.10.30414	07.50.10.30504


HEX. EXTERNO

- Implante verdadeiramente cônico;
- Indicado para carga imediata, precoce e tardia;
- Superfície com duplo ataque ácido;
- Fresagem com 500 a 700 RPM para preparar o alvéolo;
- Indicado para todos os tipos de densidade óssea;
- Plataforma universal nas medidas Ø 4,0 mm e Ø 5,0 mm.

PROCEDIMENTO componentes sobre o implante



PROCEDIMENTO componentes sobre o pilar universal



¹ UTILIZAR A CHAVE DO CILINDRO ARTICULADO



IMPLANTE HEXÁGONO EXTERNO

Comp.	Ø 3,25 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 6,0 mm
8,5 mm	07.50.17.32508	07.50.17.40008	07.50.17.50008	07.50.17.60008
10,0 mm	07.50.17.32510	07.50.17.40010	07.50.17.50010	07.50.17.60010
11,5 mm	07.50.17.32511	07.50.17.40011	07.50.17.50011	07.50.17.60011
13,0 mm	07.50.17.32513	07.50.17.40013	07.50.17.50013	07.50.17.60013
15,0 mm	07.50.17.32515	07.50.17.40015	07.50.17.50015	07.50.17.60015
18,0 mm	07.50.17.32518	07.50.17.40018	07.50.17.50018	-
20,0 mm	07.50.17.32520	07.50.17.40020	07.50.17.50020	-
22,0 mm	-	07.50.17.40022	07.50.17.50022	-
24,0 mm	-	07.50.17.40024	07.50.17.50024	-
26,0 mm	-	07.50.17.40026	07.50.17.50026	-



IMPLANTE SHORT HEXÁGONO EXTERNO

Comp.	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm
4,0 mm	07.50.76.40004	07.50.76.50004
6,0 mm	07.50.76.40006	07.50.76.50006



TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA HE

Ø 3,4 mm	Ø 4,1 mm	Ø 5,0 mm
07.50.25.00034	07.50.25.00041	07.50.25.00050



TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA HE

Ø 3,4 mm	Ø 4,1 mm	Ø 5,0 mm
07.50.27.00034	07.50.27.00041	07.50.27.00050



ANÁLOGO HE

Ø 3,4 mm	Ø 4,1 mm	Ø 5,0 mm
07.50.31.02034	07.50.31.02041	07.50.31.02050



PARAFUSO DE FIXAÇÃO HE

07.50.19.00002



CILINDRO PROVISÓRIO UNITÁRIO E MÚLTIPLO HE

Anti-Rotacional Ø 3,4 mm	Anti-Rotacional Ø 4,1 mm	Anti-Rotacional Ø 5,0 mm	Rotacional Ø 3,4 mm	Rotacional Ø 4,1 mm	Rotacional Ø 5,0 mm
07.50.35.00034	07.50.35.00041	07.50.35.00050	07.50.35.01034	07.50.35.01041	07.50.35.01050

Parafuso não incluso



CILINDRO DEFINITIVO CR-CO UNITÁRIO E MÚLTIPLO HE

Anti-Rotacional Ø 3,4 mm	Anti-Rotacional Ø 4,1 mm	Anti-Rotacional Ø 5,0 mm	Rotacional Ø 3,4 mm	Rotacional Ø 4,1 mm	Rotacional Ø 5,0 mm
07.50.43.00034	07.50.43.00041	07.50.43.00050	07.50.43.01034	07.50.43.01041	07.50.43.01050

Parafuso não incluso



CILINDRO CALCINÁVEL UNITÁRIO E MÚLTIPLO HE

Anti-Rotacional Ø 3,4 mm	Anti-Rotacional Ø 4,1 mm	Anti-Rotacional Ø 5,0 mm	Rotacional Ø 3,4 mm	Rotacional Ø 4,1 mm	Rotacional Ø 5,0 mm
07.50.39.00034	07.50.39.00041	07.50.39.00050	07.50.39.01034	07.50.39.01041	07.50.39.01050



PILAR DE CICATRIZAÇÃO HE

Comp.	Ø 3,4 e 3,8 mm	Ø 4,1 mm Paralelo	Ø 4,1 e 5,0 mm	Ø 5,0 mm
2,0 mm	07.50.07.34382	07.50.07.41422	07.50.07.41502	07.50.07.50502
3,0 mm	07.50.07.34383	07.50.07.41423	07.50.07.41503	07.50.07.50503
4,0 mm	07.50.07.34384	07.50.07.41424	07.50.07.41504	07.50.07.50504
5,0 mm	07.50.07.34385	07.50.07.41425	07.50.07.41505	07.50.07.50505



PILAR UNIVERSAL UNITÁRIO E MÚLTIPLO HE



Comp.	Anti-Rotacional Ø 3,4 mm	Anti-Rotacional Ø 4,1 mm	Anti-Rotacional Ø 5,0 mm	Rotacional Ø 3,4 mm	Rotacional Ø 4,1 mm	Rotacional Ø 5,0 mm
1,0 mm	07.50.03.00341	07.50.03.00411	07.50.03.00501	07.50.05.00341	07.50.05.00411	07.50.05.00501
2,0 mm	07.50.03.00342	07.50.03.00412	07.50.03.00502	07.50.05.00342	07.50.05.00412	07.50.05.00502
3,0 mm	07.50.03.00343	07.50.03.00413	07.50.03.00503	07.50.05.00343	07.50.05.00413	07.50.05.00503
4,0 mm	07.50.03.00344	07.50.03.00414	07.50.03.00504	07.50.05.00344	07.50.05.00414	07.50.05.00504

PILAR UNIVERSAL MÚLTIPLO ANGULADO HE



Comp.	17° Ø 3,4 mm	17° Ø 4,1 mm
2,0 mm	07.50.11.17342	07.50.11.17412
3,0 mm	07.50.11.17343	07.50.11.17413
4,0 mm	07.50.11.17344	07.50.11.17414



TRANSFERENTE DIGITAL STD CM

07.52.52.21035

Parafuso incluso



ANÁLOGO DIGITAL STD CM

07.52.66.00002



PILAR PERSONALIZADO STD CM

Comp.	Ø 3,5 x 4,0 mm	Ø 3,5 x 6,0 mm	Ø 4,5 x 4,0 mm	Ø 4,5 x 6,0 mm
0 mm	07.52.51.35400	07.52.51.35600	07.52.51.45400	07.52.51.45600
1,0 mm	07.52.51.35410	07.52.51.35610	07.52.51.45410	07.52.51.45610
1,5 mm	07.52.51.35415	07.52.51.35615	07.52.51.45415	07.52.51.45615
2,5 mm	07.52.51.35425	07.52.51.35625	07.52.51.45425	07.52.51.45625
3,5 mm	07.52.51.35435	07.52.51.35635	07.52.51.45435	07.52.51.45635
4,0 mm	07.52.51.35440	07.52.51.35640	07.52.51.45440	07.52.51.45640

Parafuso incluso



CILINDRO CAD-CAM SMALL STD CM

Comp.	-
0 mm	07.52.80.35100
1,0 mm	07.52.80.35110
1,5 mm	07.52.80.35115
2,5 mm	07.52.80.35125
3,5 mm	07.52.80.35135
4,0 mm	07.52.80.35140

Parafuso incluso



CILINDRO CAD-CAM LARGE STD CM

Comp.	-
0 mm	07.52.80.35000
1,0 mm	07.52.80.35010
1,5 mm	07.52.80.35015
2,5 mm	07.52.80.35025
3,5 mm	07.52.80.35035
4,0 mm	07.52.80.35040

Parafuso incluso



TRANSFERENTE DIGITAL HI

Ø 3,4 mm	Ø 4,1 mm	Ø 5,0 mm
07.50.22.10034	07.50.22.10041	07.50.22.10050

Parafuso incluso



ANÁLOGO DIGITAL HI

Ø 3,4 mm	Ø 4,1 mm	Ø 5,0 mm
07.50.32.01034	07.50.32.01041	07.50.32.01050



PILAR PERSONALIZADO HI

Comp.	Ø 3,4 x 4,0 mm	Ø 3,4 x 6,0 mm	Ø 4,1 x 4,0 mm	Ø 4,1 x 6,0 mm	Ø 5,0 x 4,0 mm	Ø 5,0 x 6,0 mm
0 mm	07.50.00.34340	07.50.00.34360	07.50.00.41440	07.50.00.41460	07.50.00.50440	07.50.00.50460
1,0 mm	07.50.00.34341	07.50.00.34361	07.50.00.41441	07.50.00.41461	07.50.00.50441	07.50.00.50461
2,0 mm	07.50.00.34342	07.50.00.34362	07.50.00.41442	07.50.00.41462	07.50.00.50442	07.50.00.50462
3,0 mm	07.50.00.34343	07.50.00.34363	07.50.00.41443	07.50.00.41463	07.50.00.50443	07.50.00.50463
4,0 mm	07.50.00.34344	07.50.00.34364	07.50.00.41444	07.50.00.41464	07.50.00.50444	07.50.00.50464

Parafuso incluso



CILINDRO CAD-CAM SMALL HI

Comp.	Ø 3,4	Ø 4,1	Ø 5,0
0 mm	07.50.44.01034	07.50.44.01041	07.50.44.01050
1,0 mm	07.50.44.13410	07.50.44.14110	07.50.44.15010
2,0 mm	07.50.44.13420	07.50.44.14120	07.50.44.15020
3,0 mm	07.50.44.13430	07.50.44.14130	07.50.44.15030
4,0 mm	07.50.44.13440	07.50.44.14140	07.50.44.15040

Parafuso incluso



CILINDRO CAD-CAM LARGE HI

Comp.	Ø 3,4	Ø 4,1	Ø 5,0
0 mm	07.50.44.00034	07.50.44.00041	07.50.44.00050
1,0 mm	07.50.44.03410	07.50.44.04110	07.50.44.05010
2,0 mm	07.50.44.03420	07.50.44.04120	07.50.44.05020
3,0 mm	07.50.44.03430	07.50.44.04130	07.50.44.05030
4,0 mm	07.50.44.03440	07.50.44.04140	07.50.44.05040

Parafuso incluso



TRANSFERENTE DIGITAL HE

Ø 3,4 mm	Ø 4,1 mm	Ø 5,0 mm
07.50.23.10034	07.50.23.10041	07.50.23.10050

Parafuso incluso



ANÁLOGO DIGITAL HE

Ø 3,4 mm	Ø 4,1 mm	Ø 5,0 mm
07.50.32.02034	07.50.32.02041	07.50.32.02050



CILINDRO CAD-CAM LARGE HE

Comp.	Ø 3,4	Ø 4,1	Ø 5,0
0 mm	07.50.45.00034	07.50.45.00041	07.50.45.00050
1,0 mm	07.50.45.03410	07.50.45.04110	-
2,0 mm	07.50.45.03420	07.50.45.04120	-
3,0 mm	07.50.45.03430	07.50.45.04130	-
4,0 mm	07.50.45.03440	07.50.45.04140	-

Parafuso incluso



TRANSFERENTE DIGITAL DO PILAR UNIVERSAL

Unitário Anti-Rotacional	Múltiplo Rotacional
07.50.21.10000	07.50.21.10001

Parafuso incluso



ANÁLOGO DIGITAL DO PILAR UNIVERSAL

Unitário e Múltiplo
07.50.31.00003



CILINDRO DIGITAL DO PILAR UNIVERSAL

Unitário Anti-Rotacional	Múltiplo Rotacional
07.50.46.00000	07.50.46.00001



ANILHAS DO SISTEMA GUIADO

Ø 2,0	Ø 3,25	Ø 4,0	Ø 5,0
07.51.14.00240	07.51.14.00340	07.51.14.00440	07.51.14.00540

Componentes Pilar Universal



TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

Unitário Anti-Rotacional	Múltiplo Rotacional
07.50.28.00000	07.50.28.00001



CILINDRO PROVISÓRIO

Unitário Anti-Rotacional	Múltiplo Rotacional
07.50.34.00000	07.50.34.00001



CILINDRO CALCINÁVEL UNITÁRIO E MÚLTIPLO

Unitário Anti-Rotacional	Múltiplo Rotacional
07.50.38.00000	07.50.38.00001



CILINDRO CR-CO UNITÁRIO E MÚLTIPLO

Unitário Anti-Rotacional	Múltiplo Rotacional
07.50.42.00000	07.50.42.00001



CILINDRO CALCINÁVEL ARTICULADO UNIT. E MÚLT.

Unitário Anti-Rotacional	Múltiplo Rotacional	Parafuso
07.50.97.00001	07.50.97.00000	07.50.19.00012



ANÁLOGO UNITÁRIO E MÚLTIPLO

07.50.31.00000



TAMPA DE PROTEÇÃO

07.51.03.00000



PARAFUSO DE RETENÇÃO

07.50.19.00004

Instrumentais e Kits

PRECISÃO, QUALIDADE E LONGA DURABILIDADE



Kit Cirurgia Guiada



Kit Dinâmico Cônicos Ø 3,25, 4,0 e 5,0



Kit 2 em 1



Kit Short



Kit Protético



Fresas Modeladoras

Solicite a composição



OBLMedtech
OFFERING A BETTER LIFE

Fone/Whats: +55 (19) 3522-1500 | www.oblmedtech.com
Rod. Washington Luiz, km 172, nº 75, C.I. Conpark - Rio Claro (SP) - CEP 13501-600