

Catálogo de Instrumentais





Índice

Introdução	03
Kit Dinâmico	04
Kit Short	05
Kit de Machos Cônicos	05
Kit Protético	06
Sistema para Cirurgia Guiada	06
Sequência de fresagem de implantes cônicos	08

Quem somos




Com sede em Rio Claro (SP), a **OBL Medtech** é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento na industrialização de implantes, componentes e instrumentais cirúrgicos.

Toda a linha de produtos OBL é fabricada por equipamentos altamente tecnológicos e de altíssima precisão. Contamos, ainda, com processos muito rigorosos de medição e de controle da qualidade, testados através de diversos ensaios mecânicos e testes biológicos, que comprovam a segurança, a eficácia, a qualidade e também a performance de todos os produtos.

Nosso objetivo é atender à demanda de profissionais exigentes, que desejam proporcionar qualidade de vida aos seus pacientes, de forma segura e duradoura.




Tecnologia Bonetite®



SUPERFÍCIE DO IMPLANTE

A linha de soluções Bonetite® é fruto de mais de 6 anos de pesquisa e desenvolvimento de uma indústria com mais de 25 anos de experiência em implantes e tecnologias de osseointegração.

A macrogeometria dos implantes visa facilidade na instalação por meio de um instrumental simplificado e indicado para todos os tipos de ossos. No sistema Bonetite®, há três plataformas de implantes com três tipos de conexão: cone morse, hexágono interno e hexágono externo. Dessa forma, independentemente da escolha, o desenho externo e a dimensão dos implantes obedecem à mesma sequência, agregando maior versatilidade ao sistema.



CONTATO ÓSSEO COM O IMPLANTE

Além disso, uma superfície de terceira geração, obtida através de jateamento abrasivo e posterior subtração por duplo ataque ácido, entrega excelentes índices de contato ósseo e, consequentemente, garante uma perfeita osseointegração.



Kit Dinâmico

Estojo CÓDIGO 02.63.02.60000



CM

CHAVE CONE MORSE [inicial]

CÓDIGO
02.01.50.10000 (Curta)
02.01.50.10001 (Longa)



CM

CHAVE CONE MORSE [final]

CÓDIGO
02.01.50.10002 (Curta)
02.01.50.10003 (Longa)



HI

CHAVE HEXÁGONO Interno Ø 3,25 mm [inicial]

CÓDIGO
02.01.62.00001 (Curta)
02.01.62.00002 (Longa)



HI

CHAVE HEXÁGONO Interno Ø 4,0 mm | Ø 5,0 mm [inicial]

CÓDIGO
02.01.62.00003 (Curta)
02.01.62.00004 (Longa)



HI

CHAVE HEXÁGONO DUODECAGONO [final]

CÓDIGO
02.01.62.00007 (Curta)
02.01.62.00008 (Longa)



HE

CHAVE CÔNICA COM ENGATE RÁPIDO [inicial]

CÓDIGO
02.01.47.00001 (Curta)
02.01.47.00002 (Longa)



HE

CHAVE PARALELA COM ENGATE QUADRADO [final]

CÓDIGO
02.01.46.00001 (Curta)
02.01.46.00002 (Longa)



CHAVE DIGITAL HEXAGONAL

CÓDIGO
02.01.55.00004 (0,9 mm – Longa)
02.01.55.00007 (1,2 mm – Longa)



ADAPTADOR PARA MONTADOR CONTRA-ÂNGULO

CÓDIGO
02.75.12.00001



ADAPTADOR PARA MONTADOR QUADRADO

CÓDIGO
02.75.12.00003 (Longa)
02.75.12.00002 (Curta)



HE Ø 3,25 mm

MONTADOR PARA IMPLANTE

CÓDIGO
02.88.02.00001 (Ø 3,25 mm – Curto)
02.88.02.00002 (Ø 3,25 mm – Longo)



FRESA MODELADORA Ø 3,25 mm

CÓDIGO	COMPR.
02.15.22.32508	8,5 mm
02.15.22.32510	10 mm
02.15.22.32511	11,5 mm
02.15.22.32513	13 mm
02.15.22.32515	15 mm
02.15.22.32518	18 mm
02.15.22.32520	20 mm



FRESA MODELADORA Ø 4,0 mm

CÓDIGO	COMPR.
02.15.22.40008	8,5 mm
02.15.22.40010	10 mm
02.15.22.40011	11,5 mm
02.15.22.40013	13 mm
02.15.22.40015	15 mm
02.15.22.40026	18 a 26mm



FRESA MODELADORA Ø 5,0 mm

CÓDIGO	COMPR.
02.15.22.50008	8,5 mm
02.15.22.50010	10 mm
02.15.22.50011	11,5 mm
02.15.22.50013	13 mm
02.15.22.50015	15 mm
02.15.22.50026	18 a 26mm



FRESA HELICOIDAL 15 mm (Comprimento)

CÓDIGO	Ø
02.15.24.20015	2,0 mm
02.15.24.30015	3,0 mm
02.15.24.32515	3,25 mm
02.15.24.42515	4,25 mm
02.15.24.20026	2,0 mm (18 a 26mm)



FRESA INICIAL

CÓDIGO
02.15.23.00001 (CURTA - 15MM)
02.15.23.00002 (LONGA - 20MM)
02.15.23.00003 (EXTRA - 26MM)



MEDIDOR DE PROFUNDIDADE Ø 2,0 mm

CÓDIGO
02.05.00.00012



INDICADOR DE DIREÇÃO CÔNICO Ø 3,25 mm

CÓDIGO	COMPR.
02.85.04.32508	8,5 mm
02.85.04.32510	10 mm
02.85.04.32511	11,5 mm
02.85.04.32513	13 mm
02.85.04.32515	15 mm



INDICADOR DE DIREÇÃO CÔNICO Ø 4,0 mm

CÓDIGO	COMPR.
02.85.04.40008	8,5 mm
02.85.04.40010	10 mm
02.85.04.40011	11,5 mm
02.85.04.40013	13 mm
02.85.04.40015	15 mm



INDICADOR DE DIREÇÃO CÔNICO Ø 5,0 mm

CÓDIGO	COMPR.
02.85.04.50008	8,5 mm
02.85.04.50010	10 mm
02.85.04.50011	11,5 mm
02.85.04.50013	13 mm
02.85.04.50015	15 mm



INDICADOR DE DIREÇÃO CÔNICO Ø 2,0 mm x 10 mm

CÓDIGO
02.85.03.20010



EXTENSOR PARA CONTRA-ÂNGULO

CÓDIGO
02.37.04.00000



TORQUÍMETRO ODONTOLÓGICO

CÓDIGO
02.91.00.00003



OBLMedtech

OFFERING A BETTER LIFE

Kit Short

Estojo CÓDIGO 02.63.02.60006



HI CHAVE HEXÁGONO INTERNO

Ø 4,0 mm | Ø 5,0 mm
[inicial]

CÓDIGO
02.01.62.00003 (Curta)



HI CHAVE HEXÁGONO INTERNO DUODECÁGONO

[final]

CÓDIGO
02.01.62.00007 (Curta)



HE CHAVE CÔNICA COM ENGATE RÁPIDO [inicial]

CÓDIGO
02.01.47.00001 (Curta)



HE CHAVE PARALELA COM ENGATE QUADRADO [Final]

CÓDIGO
02.01.46.00001 (Curta)



BROCA ESCAREADOR IMPLANTE SHORT Ø 4,0 mm x 2,0 mm

CÓDIGO COMPR.
02.15.34.40204 4,0 mm
02.15.34.40206 6,0 mm



BROCA ESCAREADOR IMPLANTE SHORT Ø 4,0 mm x 3,0 mm

CÓDIGO COMPR.
02.15.34.40304 4,0 mm
02.15.34.40306 6,0 mm



BROCA ESCAREADOR IMPLANTE SHORT 5,0 mm x 4,0 mm

CÓDIGO COMPR.
02.15.34.50404 4,0 mm
02.15.34.50406 6,0 mm



FRESA INICIAL PARA CONTRA-ÂNGULO

CÓDIGO
02.15.23.00001 (Curta)



CURSOR GUIA PARA IMPLANTE SHORT

CÓDIGO
02.05.20.00002



TORQUÍMETRO ODONTOLÓGICO

CÓDIGO
02.91.00.00003

Kit de Machos Cônicos

Estojo CÓDIGO 02.63.02.60004



Ø 3,25 MM

CÓDIGO COMPR.
02.03.19.32508 8,5 mm
02.03.19.32510 10 mm
02.03.19.32511 11,5 mm
02.03.19.32513 13 mm
02.03.19.32515 15 mm



Ø 4,0 MM

CÓDIGO COMPR.
02.03.19.40008 8,5 mm
02.03.19.40010 10 mm
02.03.19.40011 11,5 mm
02.03.19.40013 13 mm
02.03.19.40015 15 mm



Ø 5,0 MM

CÓDIGO COMPR.
02.03.19.50008 8,5 mm
02.03.19.50010 10 mm
02.03.19.50011 11,5 mm
02.03.19.50013 13 mm
02.03.19.50015 15 mm



OBLMedtech

OFFERING A BETTER LIFE

Kit Protético

Estojo CÓDIGO 02.63.02.60001



CHAVE CILINDRO ARTICULADO

CÓDIGO
02.01.54.00001 (Curta)
02.01.54.00002 (Longa)
02.01.54.00003 (Extralonga)



CHAVE DIGITAL CILINDRO ARTICULADO

CÓDIGO
02.01.55.00013 (Curta)
02.01.55.00001 (Longa)
02.01.55.00002 (Extralonga)



CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 0,9 mm

CÓDIGO
02.01.55.00003 (Curta)
02.01.55.00004 (Longa)



CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 1,2 mm

CÓDIGO
02.01.55.00005 (Curta)
02.01.55.00006 (Média)
02.01.55.00007 (Longa)



CHAVE DIGITAL PILAR UNIVERSAL

CÓDIGO
02.01.55.00011 (Curta)
02.01.55.00012 (Longa)



CHAVE CONTRA-ÂNGULO HEXAGONAL 1,2 mm

CÓDIGO
02.01.56.00003 (Curta)
02.01.56.00004 (Média)
02.01.56.00005 (Longa)



CHAVE PARA PILAR UNIVERSAL CONTRA-ÂNGULO

CÓDIGO
02.01.56.00009 (Curta)
02.01.56.00010 (Longa)



TORQUÍMETRO ODONTOLÓGICO

CÓDIGO
02.91.00.00003



ADAPTADOR PARA ENGATE QUADRADO

CÓDIGO
02.75.00.00000



ADAPTADOR PARA CHAVE DIGITAL

CÓDIGO
02.75.00.00001



CHAVE HEXAGONAL 1.2 ENG QUADRADA

CÓDIGO
02.01.57.00000 (Curta)
02.01.57.00001 (Média)
02.01.57.00002 (Longa)



CHAVE QUADRADA 1.2 CONTRA ÂNGULO

CÓDIGO
02.01.56.00006 (Curta)
02.01.56.00007 (Média)
02.01.56.00008 (Longa)



CHAVE QUADRADA 1.2 DIGITAL

CÓDIGO
02.01.55.00008 (Curta)
02.01.56.00009 (Média)
02.01.56.00010 (Longa)



Sistema para Cirurgia Guiada

Estojo CÓDIGO 02.63.02.60005



EXTRATOR COMPONENTES CM 11.5°

CÓDIGO 02.11.14.00000



BISTURI CIRCULAR

CÓDIGO Ø
02.15.25.00040 4,0 mm
02.15.25.00050 5,0 mm

300 RPM



PERFURADOR CORTICAL GUIADO

CÓDIGO COMPR
02.15.26.40009 (Curto) 4,0 mm
02.15.26.40012 (Longo) 4,0 mm
02.15.26.50009 (Curto) 5,0 mm
02.15.26.50012 (Longo) 5,0 mm

1200 RPM



FRESA MODELADORA CÔNICA GUIADA Ø 3,25 mm

CÓDIGO COMPR
02.15.30.32508 (Curta) 8,5 mm
02.15.31.32508 (Longa) 8,5 mm
02.15.30.32510 (Curta) 10 mm
02.15.31.32510 (Longa) 10 mm
02.15.30.32511 (Curta) 11 mm
02.15.31.32511 (Longa) 11 mm
02.15.30.32513 (Curta) 13 mm
02.15.31.32513 (Longa) 13 mm
02.15.30.32515 (Curta) 15 mm
02.15.31.32515 (Longa) 15 mm

800 RPM



FRESA MODELADORA CÔNICA GUIADA Ø 4,0 mm

CÓDIGO COMPR
02.15.30.40008 (Curta) 8,5 mm
02.15.31.40008 (Longa) 8,5 mm
02.15.30.40010 (Curta) 10 mm
02.15.31.40010 (Longa) 10 mm
02.15.30.40011 (Curta) 11 mm
02.15.31.40011 (Longa) 11 mm
02.15.30.40013 (Curta) 13 mm
02.15.31.40013 (Longa) 13 mm
02.15.30.40015 (Curta) 15 mm
02.15.31.40015 (Longa) 15 mm

800 RPM



OBLMedtech

OFFERING A BETTER LIFE

Sistema para Cirurgia Guiada



FRESA MODELADORA CONICA GUIADA
Ø 5,0 mm

CÓDIGO

CÓDIGO	COMPR
02.15.30.50008 (Curta)	8,5 mm
02.15.31.50008 (Longa)	8,5 mm
02.15.30.50010 (Curta)	10 mm
02.15.31.50010 (Longa)	10 mm
02.15.30.50011 (Curta)	11 mm
02.15.31.50011 (Longa)	11 mm
02.15.30.50013 (Curta)	13 mm
02.15.31.50013 (Longa)	13 mm
02.15.30.50015 (Curta)	15 mm
02.15.31.50015 (Longa)	15 mm

800 RPM

FRESA HELICOIDAL GUIADA

CÓDIGO

CÓDIGO	COMPR
02.15.32.19191	Ø 1,9 mm x A
02.15.32.19206	Ø 1,9 mm x B
02.15.32.19221	Ø 1,9 mm x C
02.15.32.19236	Ø 1,9 mm x D
02.15.32.19251	Ø 1,9 mm x E
02.15.32.19266	Ø 1,9 mm x F
02.15.32.19287	Ø 1,9 mm x G

1200 RPM

COUNTERSINK GUIADO

CÓDIGO

CÓDIGO	Ø
02.15.27.32509 (Curta)	3,25 mm
02.15.27.32512 (Longa)	3,25 mm
02.15.27.40009 (Curta)	4,0 mm
02.15.27.40012 (Longa)	4,0 mm
02.15.27.50009 (Curta)	5,0 mm
02.15.27.50012 (Longa)	5,0 mm

800 RPM

BONE PROFILER

CÓDIGO

CÓDIGO	Ø
02.15.28.00034	3,4 mm
02.15.28.00041	4,1 mm
02.15.28.00050	5,0 mm

HI

MONTADOR GUIADO

CÓDIGO

CÓDIGO	Ø
02.88.04.00001 - CURTO (I)	3,25 4,0
02.88.04.00002 - LONGO (I)	3,25 4,0
02.88.04.00007 - CURTO (F)	3,25 4,0
02.88.04.00008 - LONGO (F)	3,25 4,0
02.88.04.00003 - CURTO (I)	5,0
02.88.04.00004 - LONGO (I)	5,0
02.88.04.00009 - CURTO (F)	5,0
02.88.04.00010 - LONGO (F)	5,0

CM

MONTADOR GUIADO

CÓDIGO

CÓDIGO	Ø
02.88.03.00001 (Curto)	3,25 mm
02.88.03.00002 (Longo)	3,25 mm
02.88.03.00003 (Curto)	4,0 mm
02.88.03.00004 (Longo)	4,0 mm
02.88.03.00005 (Curto)	5,0 mm
02.88.03.00006 (Longo)	5,0 mm

HI

MONTADOR GUIADO

CÓDIGO

CÓDIGO	Ø
02.88.05.00001 - CURTO (I/F)	3,25
02.88.05.00002 - LONGO (I/F)	3,25
02.88.05.00003 - CURTO (I)	4,0
02.88.05.00004 - LONGO (I)	4,0
02.88.05.00005 - CURTO (F)	4,0
02.88.05.00006 - LONGO (F)	4,0
02.88.05.00007 - CURTO (I)	5,0
02.88.05.00008 - LONGO (I)	5,0
02.88.05.00009 - CURTO (F)	5,0
02.88.05.00010 - LONGO (F)	5,0

HE

ADAPTADOR PARA MONTADOR CONTRA-ÂNGULO

CÓDIGO

CÓDIGO
02.75.12.00001

ADAPTADOR PARA MONTADOR QUADRADO

CÓDIGO

CÓDIGO
02.75.12.00002 (Curto)
02.75.12.00003 (Longo)

CHAVE PARA MONTADOR

CÓDIGO

CÓDIGO
02.01.00.00003

CHAVE DIGITAL HEXAGONAL

CÓDIGO

CÓDIGO
02.01.55.00004 (0,9 mm - Longa)
02.01.55.00007 (1,2 mm - Longa)

HE HI CM

CHAVE HEXAGONAL PARA CONTRA-ÂNGULO

CÓDIGO

CÓDIGO
02.01.56.00005 (Longa)

CURSOR GUIA PARA REDUÇÃO
4 mm e 5 mm

CÓDIGO

CÓDIGO
02.05.20.00000

CURSOR GUIA PARA REDUÇÃO
5 mm

CÓDIGO

CÓDIGO
02.05.20.00001

TORQUÍMETRO ODONTOLÓGICO

CÓDIGO

CÓDIGO
02.91.00.00003

PINO GUIA PARA ANILHA
Ø 2,0 mm

CÓDIGO

CÓDIGO
02.51.14.00000

ANILHA SISTEMA GUIADO
Ø 2,0 mm x 4,0 mm (Al tura)

CÓDIGO

CÓDIGO
07.51.14.00240

ANILHA SISTEMA GUIADO
Ø 3,25mmx4,0mm (Al tura)

CÓDIGO

CÓDIGO
07.51.14.00340

ANILHA SISTEMA GUIADO
Ø 4,1 mm x 4,0 mm (Al tura)

CÓDIGO

CÓDIGO
07.51.14.00440



ANILHA SISTEMA GUIADO
Ø 5,0 mm x 4,0 mm (Al tura)

CÓDIGO

CÓDIGO
07.51.14.00540



Sequência de fresagem de implantes cônicos





www.oblmedtech.com

Telefone/ Whatsapp: (19) 3522-1500

Rod. Washington Luís, km 172, nº 75, Conpark
Rio Claro (SP) - CEP 13501-600